

# vierkant. makkelijk. Sepacore®



chromatografie  
gewoonweg geniaal!



# Sepacore®

## eenvoudige en efficiënte oplossing voor preparatieve chromatografie

3 kleine stappen naar een snelle scheiding

1. monster opbrengen doorstroomsnelheid instellen en op de groene startknop drukken
2. verzamelen van monsterfracties en op de rode stopknop drukken



### Simpel Flashsysteem

**Pompsysteem voor isocratische Flash scheidingen:**

- Pompmodule C-601: pulsatievrije pomp voor oplosmiddel van 2,5 - 250 ml/min bij een druk tot 10 bar, chemicaliënbestendig en biocompatibel
- Pompcontroller C-610: eenvoudige regeling van de doorstroomsnelheid met LCD display
- Statief voor een plaatsbesparende bevestiging van kolommen en injectiesystemen aan de pomp
- Slangen, gereedschap, fittingen en ferrules voor een snelle en complete opbouw



### Gradiënt Flashsysteem

**Pompsysteem voor binaire gradiëntscheidingen:**

- 2 x Pompmodule C-601: pulsatievrije pomp voor oplosmiddel van 2,5 - 250 ml/min bij een druk tot 10 bar, chemicaliënbestendig en biocompatibel
- Pompmanager C-615: stuurt een of twee pompmodes aan, eenvoudige en vanzelfsprekende programmering met een groot grafisch display, berekent tijdsduur en oplosmiddelenverbruik, geeft een secuur oplosmiddelengradiënt van 0 - 100% voor doorstroomsnelheden van 2,5 - 250 ml/min, inclusief drubbewaking en mengkamer
- Statief voor een plaatsbesparende bevestiging van kolommen en injectiesystemen aan de pomp
- Slangen, gereedschap, fittingen en ferrules voor een snelle en complete opbouw



### Compleet Flashsysteem

**Intelligente fractieverzamelaar voor precieze, automatisch verzamelen van fracties, een grotere efficiëntie in het lab:**

- 2 x Pompmodule C-601 voor doorstroomsnelheden van 2,5 - 250 ml/min bij een maximale druk van 10 bar
- Pompmanager C-615 voor het werken met binaire gradiënten
- Fractieverzamelaar C-660 incl. afvalventiel
- 6-wegventiel met 20 ml monsterlus voor het opbrengen van monster
- Data-opslagsoftware SepacoreRecord®
- Optioneel met detector

**Kom meer te weten over Sepacore en vraag nadere informatie aan:**

**BÜCHI Labortechnik GmbH**

T. 078 - 684 94 29

netherlands@buchi.com  
www.buchi.nl



**Gratis:** als dank voor uw aanvraag, zo lang de voorraad strekt.